

Especificaciones del dispositivo

Especificaciones de DreamStation Go Auto

Rango de presión	de 4 a 20 cmHO
Modo(s) de presión	CPAP, APAP
Tiempo de rampa	de 0 a 45 min (incrementos de 5 minutos)
Presión inicial de rampa	Ajustable por el paciente, Rampa inteligente
Peso	844 g
Filtros	Finos combinados, contra el polen, reutilizables
Medidor del cumplimiento	Detección de respiración
Capacidad de almacenamiento de datos	Tarjeta MicroSD (opcional)
Compensación de altitud	Automático
Requisitos eléctricos	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Garantía	Dos años



Accesorios de DreamStation Go



Batería externa

Compacta y ligera, con un ajuste de 10cm de presión que muestra un tiempo de funcionamiento medio de 13 horas* cuando utiliza la batería externa de DreamStation Go toda la noche.



Kit pequeño de viaje

El kit incluye un estuche protector fácil de guardar para el dispositivo y una funda lavable por separado para el tubo y la mascarilla.



Kit mediano de viaje

El kit incluye un estuche protector para guardar el dispositivo y la batería externa. Además, incluye una funda lavable por separado para el tubo y la mascarilla.



Filtros de aire

Puede elegir un filtro fino reutilizable contra el polen o un filtro de 30 días desechable.



Funda para el tubo y la mascarilla. Se incluye en los kits de viaje pequeño y mediano.

* Condiciones de prueba del tiempo de funcionamiento de PAP. Modo CPAP, presión 10 cm H₂O, tubo de 12 mm, 37LPM de

fuga, sala a 73,4 F a una elevación de 1650 ft.

PHILIPS